


Niut

USER'S MANUAL
ELECTRIC PUSSY



Product Overview

This product can be used every day, and the combination of physical weights and smart exercisers will help the pelvic floor muscles. It is recommended to keep the daily exercise time within **15-30 minutes** for better results.

Product Information

Material: Silicone/ABS

Charging time: 60 minutes


Function: 10 frequency vibration

Endurance: 70 minutes

Weight: 35.7g/69g/139.2g/104.3g

Waterproof grade: Whole body waterproof

Product size: 133*32mm / 164*32mm / 167*37mm



ON/OFF instructions


Turn on: Press and hold the button for three seconds until the indicator light turns on.

Switch modes: Short press to cycle through 10 vibration modes.

Turn off: Press and hold for three seconds to power off.

Switch to somatosensory mode:

Use the upper corrugated button.



FM mode: Click to activate frequency adjustment (FM).

Pause: Long press to pause.

Note: The remote control is not waterproof
The remote control does not have a power switch function.

Steps for Use

You can exercise in any of the following ways:

Physical Exercise

1. Wash the exerciser with warm water or antiseptic soap and dry it before the first use.
2. Apply lubricating oil to the exerciser and insert it 4-6 cm into the vagina by hand. Ensure the silicone drawstring remains outside the vagina for easy removal.
3. Engage in activities such as walking, climbing stairs, lifting, jumping, etc., while ensuring the exercise ball remains in place.

Smart Exercise

1. Use the **bottom button** on the remote control:
 - Long press to pause.
 - Single click to adjust frequency.
 - Use the upper **corrugated button** to switch to somatosensory mode.
2. After turning on the remote control, tap the **corrugated button** to enter somatosensory mode, which has 10 adjustable frequencies that vary based on step size.
3. Turn on the lower end key for remote control mode, which activates the exercise ball. Tap the remote control key to switch frequency or mode.

Note: The remote control does not control the on/off functionality of the sphere.

Charging Instructions

Sphere Charging:

- Use the pinhole charging port to connect the USB cable to a charger.
- For the first charge, allow **120 minutes**. Subsequent charges require **60 minutes**.

Remote Control Battery:

- The remote control uses a built-in button battery, which should be replaced every 6-12 months.
- If water accidentally enters the remote control, open the back, remove the battery, dry it thoroughly, and reassemble.

Storage Guidelines

- Clean and dry the product before storing it in a bag or box.
- Store in a dry, non-corrosive area away from direct sunlight and out of children's reach.

Safety Precautions

- This product is designed for adults aged **18 years and older**.
- Avoid exposure to fire, chemicals, flammable or explosive materials, and high temperatures.
- Do not share the product with others. If discomfort occurs during use, discontinue use immediately.

Produktöversikt

Den här produkten kan användas dagligen, och kombinationen av fysiska vikter och smarta träningshjälpmedel hjälper till att stärka bäckenbottenmusklerna. Det rekommenderas att hålla den dagliga träningstiden inom **15-30 minuter** för bästa resultat.

Produktinformation

Material: Silikon/ABS

Laddningstid: 60 minuter


Funktion: 10 vibrationsfrekvenser

Drifttid: 70 minuter

Vikt: 35,7 g / 69 g / 139,2 g / 104,3 g

Vattentäthet: Helt vattentät

Produktstorlek: 133*32 mm / 164*32 mm / 167*37 mm



ON/OFF-Instruktioner


Slå på: Håll in knappen i tre sekunder tills indikatorlampan tänds.

Växla lägen: Tryck kort för att växla mellan 10 vibrationslägen.

Stäng av: Håll in knappen i tre sekunder för att stänga av.

Funktionell användning

Växla till somatosensoriskt läge: Använd den övre vågformade knappen.



FM-läge: Tryck för att aktivera frekvensjustering (FM).
Pausa: Håll in knappen för att pausa.

Observera: Fjärrkontrollen är inte vattentät.
Fjärrkontrollen har ingen strömbrytarfunktion.

Användningssteg

Du kan träna på något av följande sätt:

Fysisk träning

1. Tvätta träningsredskapet med varmt vatten eller antiseptisk tvål och torka det innan första användning.
2. Applicera glidmedel på träningsredskapet och för in det 4-6 cm i slidan för hand. Se till att silikonråden är utanför slidan för enkel borttagning.
3. Utför aktiviteter som att gå, gå i trappor, lyfta, hoppa osv., samtidigt som du ser till att träningskulan hålls på plats.

Smart träning

1. Använd den **nedre knappen** på fjärrkontrollen:
 - Håll in för att pausa.
 - Tryck kort för att justera frekvensen.
 - Använd den övre **vågformade knappen** för att växla till somatosensoriskt läge.
2. När fjärrkontrollen är påslagen, tryck på den **vågformade knappen** för att aktivera somatosensoriskt läge, som har 10 justerbara frekvenser som ändras baserat på steglängd.
3. Slå på nedre knappen för fjärrkontrollläge, vilket aktiverar träningskulan. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att växla frekvens eller läge.

Observera: Fjärrkontrollen kan inte slå på eller av kulan, den kan bara växla lägen och frekvenser.

Laddningsinstruktioner

Ladda kulan:

- Anslut USB-kabeln till laddningsporten och koppla den till en USB adapter.
- Första laddningen bör ta **120 minuter**. Efterföljande laddningar tar **60 minuter**.

Fjärrkontrollens batteri:

- Fjärrkontrollen använder ett inbyggt knappbatteri som bör bytas var 6-12 månad.
- Om vatten av misstag kommer in i fjärrkontrollen, öppna baksidan, ta ut batteriet, torka det noggrant och sätt tillbaka det efter att det har torkat.

Förvaring

- Rengör och torka produkten innan den förvaras i en påse eller låda.
- Förvara den på en torr, icke-korrosiv plats, borta från direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Säkerhetsföreskrifter

- Den här produkten är designad **för vuxna över 18 år**.
- Undvik exponering för eld, kemikalier, brandfarliga eller explosiva material och höga temperaturer.
- Dela inte produkten med andra. Om du känner obehag under användning, sluta använda produkten omedelbart.